


SUBCUTANE ICD


Sinds januari 2013 wordt er bij patiënten een nieuw model ICD geïmplanteerd. Deze ICD wordt een **S-ICD (SUBCUTANE ICD)** genoemd (Latijn: sub- :onder, cutis: huid).



Afbeelding A

De gebruikelijke ICD wordt normaal gesproken aan de linkerkant van het lichaam onder het sleutelbeen geïmplanteerd (zie afbeelding A).

De S-ICD wordt onder de huid, aan de linker flank van het lichaam geïmplanteerd (zie afbeelding B).



Afbeelding B

Voor uitname van de S-ICD gelden de-zelfde veiligheidsnormen als die van de normale ICD. Doordat er op de locatie van de S-ICD na uitname lekkage verwacht kan worden, is het verstandig om de incisie te sluiten met wondlijm. Indien er toch wordt gehecht, breng dan wondlijm aan op de hechtingen om zo de capillaire werking van het hechtdraad op te heffen. Op deze manier kan er nooit vanuit het hechtdraad lichaamsvocht worden afgegeven aan de kleding van de overledene.

S-ICD's kunnen door Verweij Thanatopraxie worden uitgenomen; ook bij thuispopbaringen.